

# Duroval<sup>®</sup>

1  = 0,1 °dH



## GEBRÜDER HEYL

Analysentechnik GmbH & Co. KG

D-31135 Hildesheim Orleansstraße 75b  
+49 (0) 5121 2893390 [www.heyl.de](http://www.heyl.de)



### Achtung

Verursacht schwere  
Augenreizung.



Schutzhandschuhe/Schutzklei-  
dung/Augenschutz/Gesichts-  
schutz tragen.

BEI KONTAKT MIT DEN  
AUGEN: Einige Minuten lang  
behutsam mit Wasser spülen.  
Vorhandene Kontaktlinsen nach  
Möglichkeit entfernen. Weiter  
spülen.

Bei anhaltender Augenreizung:  
Ärztlichen Rat einholen/  
ärztliche Hilfe hinzuziehen.

# Duroval®

1  = 0,1 °dH



 rot → grün  
red → green  
rouge → verte

°dH

°f

ppm CaCO<sub>3</sub>

1	0,1	0,18	1,79
2	0,2	0,36	3,57
3	0,3	0,54	5,35
4	0,4	0,71	7,14
5	0,5	0,89	8,92
6	0,6	1,07	10,71
7	0,7	1,25	12,49
8	0,8	1,43	14,28
9	0,9	1,61	16,06
10	1,0	1,79	17,85
20	2,0	3,57	35,70